

CATALOGUE PETIT MATERIEL D'HEBERGEMENT

Soucieuse de vous offrir toujours plus de services,
la société GENESTIL est le distributeur de
la gamme UNO de matériel d'hébergement pour
animaux de laboratoire :

- Cages
- Biberons macrolons
- Support

Notre équipe reste à votre entière disposition pour
vous apporter tous les renseignements souhaités.

N'hésitez pas à nous contacter.



CAGES

CAGES MACROLON

Réf.	Type	Butée d'empilage	Hauteur	Fond	Dessus	Surface	Poids
03 12 00 134	IL	Oui	130	300x120	332x150	360	465
03 12 00 129	II	Oui	140	225x167	267x208	375	485
03 12 00 200	IIL	Oui	140	325x170	345x180	552,5	611
03 12 00 256	III	Oui	150	382x220	427x267	840	980
03 12 00 133	IIIH	Oui	180	378x217	427x267	820	1195
03 12 00 126	IV	Oui	195	556x324	600x380	1875	2150
03 12 00 135	IVS	Oui	208	315x435	500x380	1370	1910



CAGES POLYPROPYLENE

Réf.	Type	Butée d'empilage	Hauteur	Fond	Dessus	Surface	Poids
03 13 00 127	Type II	Non	140	225x167	267x208	375	485
03 13 00 128	Type III	Non	150	382x220	427x267	840	975

GRILLES ET ACCESSOIRES

GRILLES INOX

Réf.	Type	Compatible avec
03 01 00 155	Type I Long	Type I Long
03 01 00 059	Type II	Type II
03 01 00 075	Type II Long	Type II Long
03 01 00 054	Type III	Type III et type III H
03 01 00 160	Type III H	Type III et Type III H
03 01 00 070	Type IV	Type IV
03 01 00 171	Type IV H	Type IV
03 01 00 172	Type IV S	Type IV S

CLOISONS INOX

Réf.	Type	Compatible avec
03 01 00 255	Type IL	Type IL
03 01 00 255	Type II	Type II
03 01 00 175	Type IIL	Type IIL
03 01 00 055	Type III	Type III et Type III H
03 01 00 069	Type IV	Type IV
03 01 00 065	Type IV S	Type IV S

PORTEÉTIQUETTES INOX

Réf.	Dimension du porte-étiquette	Format de l'Étiquette
03 01 00 257	75 x 95 mm	Din A7 (74 x105 mm)
03 01 00 181	100 x 140 mm	Din A6 (105 x 148 mm)



BIBERONS ET SUPPORTS

BIBERONS

Réf.	Capacité	Matériau	Hauteur	Diamètre	Col	Compatible avec
05 12 00 030	150 ml	macrolon	90 mm	± 60 mm	avec collerette	bouchon, capsule avec joint
05 12 00 031	300 ml	macrolon	134 mm	± 60 mm	conique	bouchon
05 12 00 432	300 ml	macrolon	144 mm	± 56 mm	avec collerette	bouchon, capsule avec joint
05 12 00 134	400 ml	macrolon	120 mm	carré 72 mm	avec collerette	bouchon, capsule avec joint
05 12 00 133	500 ml	macrolon	156 mm	± 68 mm	avec collerette	bouchon, capsule avec joint
05 12 00 032	750 ml	macrolon	185 mm	carré 72 mm	avec collerette	bouchon, capsule avec joint

Possibilité de biberons en verre de 1 à 5 litres, nous contacter.

SUPPORTS

Description	Matériau	Compatible avec
	Inox	Biberon macrolon 750ml
	Inox	Biberon macrolon 750ml

BOUCHONS ET CANULES

BOUCHONS

Réf.	Description	Matériau	Compatible avec
05 24 00 022	Bouchon avec plaque de protection inox	Néoprène	Biberons makrolon et canules inox

CANULES INOX

Réf.	Type	Longueur de la canule	Diamètre de la canule	Compatible avec
05 01 00 016	droite avec bille	48 mm	± 8 mm	Bouchon néoprène
05 01 00 017	droite avec bille	74 mm	± 8 mm	Bouchon néoprène
05 01 00 018	droite avec bille	99 mm	± 8 mm	Bouchon néoprène
05 01 00 028	droite sans bille	70 mm	± 8 mm	Bouchon néoprène
05 01 00 149	coudée avec bille	85 mm	± 8 mm	Bouchon néoprène
05 01 00 020	coudée avec bille	110 mm	± 8 mm	Bouchon néoprène
05 01 00 025	coudée avec bille	120 mm	± 16 mm	Bouchon néoprène

CAPSULES INOX

Réf.	Matériau	Longueur de la canule	Diamètre de la canule	Compatible avec
05 01 00 030	Inox	0 mm		Biberons makrolon
05 01 00 247	inox	25 mm	± 8 mm	Biberons makrolon
05 01 00 135	inox	40 mm	± 8 mm	Biberons makrolon

JOINT SILICONE

Réf.	Matériau	Diamètre	Compatible avec
05 24 00 024	silicone	± 30 mm	Capsules inox

DECAPSULEUR

CAGES FILTRANTES

CAGES FILTRANTES COMPLETES

Type	Butée d'empilage	Hauteur	Dessus	Surface
Type II	Oui	140	267x208	375
Type III	Oui	150	427x267	840