

CATALOGUE PETIT MATERIEL D'HEBERGEMENT

Soucieuse de vous offrir toujours plus de services,
la société GENESTIL
est le distributeur de la gamme UNO
de matériel d'hébergement
pour animaux de laboratoire :

- Cages makrolon
- Biberons
- Supports


Notre équipe reste à votre entière disposition pour
vous apporter tous les renseignements souhaités.

N'hésitez pas à nous contacter.



CAGES MACROLON

Réf.	Type	Butée d'empilage	Hauteur (cm)	Fond (cm)	Dessus (cm)	Surface (cm ²)	Poids (g)
03 12 00 134	Type I Long	oui	130	300x120	332x150	360	465
03 12 00 129	Type II	oui	140	225x167	267x208	375	490
03 12 00 200	Type II Long	oui	140	325x170	345x207	552,5	611
03 12 00 256	Type III	oui	150	382x220	427x267	840	980
03 12 00 133	Type III H	oui	180	378x217	427x267	820	1195
03 12 00 126	Type IV	oui	195	556x324	600x380	1875	2150
03 12 00 135	Type IV S	oui	208	315x435	500x380	1370	1910



CAGES POLYPROPYLENE

Réf.	Type		Hauteur (cm)	Fond (cm)	Dessus (cm)	Surface (cm ²)	Poids (g)
03 13 00 127	Type II	Non	140	225x167	267x208	375	485
03 13 00 128	Type III	Non	150	382x220	427x267	840	975

GRILLES ET ACCESSOIRES

GRILLES INOX

Réf.	Type
03 01 00 155	Type I Long
03 01 00 059	Type II
03 01 00 269	Type II
03 01 00 075	Type II Long
03 01 00 054	Type III
03 01 00 160	Type III H
03 01 00 070	Type IV
03 01 00 171	Type IV H
03 01 00 172	Type IV S

CLOISONS INOX

Réf.	Type
03 01 00 255	Type I Long
03 01 00 255	Type II
03 01 00 175	Type III
03 01 00 055	Type III
03 01 00 069	Type IV
03 01 00 065	Type IV S

PORTE-ÉTIQUETTES INOX

Réf.	Dimension du porte-étiquette	Format de l'étiquette
03 01 00 257	75 x 95 mm	Din A7 (74 x105 mm)
10 01 00 024	100 x 140 mm	Din A6 (105 x 148 mm)

