





MOUSEPORT

Une solution unique à un problème unique

La chambre implantable pour souris :

- nouveau concept de septum
- un corps entièrement en silicone
- zone d'accès : 180° x 12,7mm
- avec catheter silicone 2 french
- même taille, forme et emplacement qu'une mini pompe Alzet#1003D



BENEFICES

- coût intéressant pour une perfusion chronique
- implantation simple
- évite la multitude de ponctions
- évite les nombreuses cathétersisations
- réduit le stress de l'animal

DETAILS

- petite taille - longueur et diamètre
- biocompatible
- poids minimum
- catheter silicone 2F attaché
- réservoir facilement accessible
- 200 ponctions avec aiguille huber 25 ga.

Pour plus d'information:

UNO Roestvaststaal BV
PO Box 15
6900 AA Zevenaar
The Netherlands
Tel. +31 316 524451
Fax +31 316 523785
Email info@unobv.com
www.unobv.com

GENESTIL
1 rue du mesnil
60420 ROYAUCOURT
FRANCE
Tel. +33 (0)3 44 51 73 88
Fax +33 (0)3 44 51 13 61
Email : info@genestil.com
www.genestil.com

