

NANO-IDENTIFICATION

NOUVEAU

**Identification des rongeurs
par puce miniaturisée**

Technologie fiable et universelle

Traçabilité de le plus jeunes âge de vos animaux

NANO-PUCE

- Matériau : verre biocompatible 8625
- Couleur : transparent
- Fréquence : 13,56 MHz
- Jusqu'à 10 000 lectures
- Immersion alcool, ammoniac... : 20°C, 100h
- Température de stockage : de -40 à +90 °C
- Température de fonctionnement : de 0 à +50 °C
- Dimensions : 7 x 1(Ø) mm
- Poids : 7,15mg
- Livré avec injecteur en sachet stérile + 2 étiquettes code-barres



NANO-LECTEUR

- Dimensions : 20 x 5(Ø) cm
- Distance de lecture : 1,5cm
- Lecture et écriture via PC (connexion USB)
- Alimentation : secteur

