

PORTOIR

DEMONTABLE ETAGERES TUBULAIRES OU PLATEAUX



Convient pour tout type de cage plastique pour rongeurs

Construction en acier inox 18/10 AISI 304

Etagères en tubes Diamètre 22 mm
Réglage au pas de 75 mm


Configurations possibles :

- 5 étages hauteur libre 353 mm
- 6 étages hauteur libre 278 mm (Standard)
- 8 étages hauteur libre 203 mm

Montants profilés facilitant le nettoyage

4 roulettes pivotantes chape chromée dont 2 à frein
Roues ø100 à bandage souple non tachant

Le portoir peut également être équipé de tablettes en tôle inox



Dimensions hors tout

Longueur : 1570 mm
Largeur : 490 mm
Hauteur : 1785 mm

Dimensions utiles

Longueur : 1490 mm
Largeur : 450 mm
Hauteur libre :
203 mm (8 étages)
278 mm (6 étages)
353 mm (5 étages)



Capacité

Cages type I 72 sur 8 étages / 54 sur 6 étages
Cages type II 56 sur 8 étages / 42 sur 6 étages
Cages type II 48 sur 8 étages / 30 sur 6 étages
Cages type IV 24 sur 6 étages / 20 sur 5 étages