

MODULES ANESTHÉSIE GAZEUSE



CAGE D'INDUCTION

Conçue pour limiter les fuites de gaz
Couvercle sur glissière
Connexions entrée et sortie

2 modèles : rats (150*250*130 mm) et souris (150*180*80 mm)



MASQUE FACIAL

Conçu pour des manipulations de courte durée
permettant le maintien de l'animal sous anesthésie par inhalation.
2 modèles : souris, rat

2 circuits distincts pour l'entrée du gaz anesthésique et
l'évacuation des gaz en excès



MASQUES FACIAUX EN SÉRIE

Conçu pour placer jusqu'à 4 souris ou 2 rats
en entretien d'anesthésie gazeuse

Embout amovible pour s'adapter
au museau de l'animal

2 circuits distincts pour l'entrée du gaz anesthésique et
l'évacuation des gaz en excès

Les chambres et masques proposés ici sont conçus
pour être reliés au système d'aspiration des gaz proposé
dans notre gamme afin de récupérer les gaz en excès et
protéger le manipulateur.

