


## ASPIRATION DES GAZ ANESTHÉSANTS

### Appareil d'aspiration des gaz en excès (gaz anesthésiant, CO<sub>2</sub>) lors d'anesthésie gazeuse

Conçu pour aspirer faiblement les gaz excédentaires lors d'anesthésie par inhalation afin de protéger l'utilisateur.

Ce boîtier d'aspiration est donc compatible avec:  
la chambre d'induction  
le masque facial  
l'UMV  
le stand d'intubation



Système d'extraction des gaz

Connexions :

- a. : arrivée des gaz en excès
- b. : sortie pour connexion avec une cartouche de charbon actif ou le système d'aspiration centrale de la pièce

**Nouveau !**

**Contactez-nous pour plus de renseignement sur les  
cartouches de charbon actif .**

**Notre équipe est à votre disposition  
pour tout autre complément d'information.**

**N'hésitez pas à nous contacter !**

