

PUCES D'IDENTIFICATION

- Matériau : verre biocompatible 8625
- Couleur : transparent
- SRF : $134,2 \pm 6$ kHz
- Immersion alcool, ammoniac... : 20°C, 100h
- Température de stockage : de -40 à +90 °C
- Température de fonctionnement : de 0 à +50 °C



- 3 modèles :
- **NOUVEAU !!!!!!!**

⇒ Puce PICO ID : 7 mm (L) x 1,25 (Ø)

Diamètre de l'aiguille : Seulement **1,6 mm**

Livré avec aiguille en sachet stérile à connecter sur un injecteur + 8 étiquettes code-barres autocollantes

⇒ Puce micro ID/8 : 8 ± 1 mm (L) x $2,12 \pm 0,1$ mm (Ø)

Poids : $60\text{mg} \pm 5$

Livré avec aiguille en sachet stérile à connecter sur un injecteur + 8 étiquettes code-barres autocollantes

⇒ Puce micro ID : 12 ± 1 mm (L) x $2,12 \pm 0,1$ mm (Ø)

Livré avec aiguille en sachet stérile à connecter sur un injecteur + 8 étiquettes code-barres autocollantes

Découvrez aussi nos lecteurs de puces

