


# UNIVENTOR 400


Système d'anesthésie gazeuse à Isoflurane  
pour petits rongeurs

(débitmètre et évaporateur combinés)



## Bénéfices :

- Conçu pour petits rongeurs
- Contrôle précis du gaz anesthésique et de l'air
- Consommation minimale de gaz anesthésique
- Débit d'air de 50 à 999ml/min
- Connexion avec chambre d'induction, masque facial, stand d'intubation, ventilateur, etc.
- Pré-calibré pour Isoflurane
- Possibilité de fonctionner avec l'air ambiant



## Description :

- Dimensions : 120 x 285 x 95 mm
- Poids : 1.8 kg
- Alimentation : 110-240V
- Seringue hermétique en verre de 10ml
- Débit de liquide de 0.4 à 10 ml/min
- Débit d'air de 50 à 999 ml /min (débitmètre pour 1 gaz)
- Pression de 0.5 à 1.3 bar
- Précision concentration : 0.15 %

## **Compatible avec :**

masque facial, chambre d'induction,  
stand d'intubation, ventilateur, système  
d'extraction des gaz.

